


Pfkfb3-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q16875

Artikelnummer: CM0006089



Einführung

Hochwertiger monoklonaler PFKFB3-Kaninchen-Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem PFKFB3 (60 kDa), einem wichtigen Regulator der Glykolyse. Ideal für die Erforschung des Krebsstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PFKFB3-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	PFK2, IPFK2, iPFK-2, PFKFB3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5209
Gen-ID	5209
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q16875
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel