

Pgk1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P00558

Artikelnummer: CM0002571



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes PGK1 (Phosphoglyceratkinase 1), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Glykolyse, mitochondrialer Funktion und Spermienmotilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGK1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	PGKA; MIG10; HEL-S-68p; PGK1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5230
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00558
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel