

Pgm1 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P36871

Artikelnummer: CM0028413



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes Phosphoglucomutase-1 (PGM1). Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Glukosestoffwechsel und Glykogenspeicherkrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CDG1T; GSD14; PGM1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5236
Gen-ID	5236
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem PGM1 (NP_002624.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36871
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel