

## Phd3 Kaninchen-Mak Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H6Z9

Artikelnummer: CM0003927

### Einführung

Hochwertiger PHD3-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagiert mit humanen und murinen Proben. Essenzielles Werkzeug für die Hypoxie-, Krebs- und Ferroptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PHD3 Kaninchen-mAk                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | PHD3; HIFPH3; HIFP4H3                                                                                             |
| Spezies           | Human                                                                                                             |
| GeneID (Human)    | 112399                                                                                                            |
| GeneID            | 112399                                                                                                            |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PHD3 entspricht (NP_071356.1) |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                            |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                       |
| SWISS             | Q9H6Z9                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 27kDa                                                                                                             |
| Versand           | Eistasche                                                                                                         |