


Phf21A Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Bd5

Artikelnummer: CM0025241



Einführung

Validierter PHF21A Kaninchen polyklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches, murines und Ratten-PHF21A, eine BHC-Korepressorkomponente, die an der neuronalen Genrepression und Chromatinmodifikation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PHF21A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	BHC80; NEDMS; BM-006; IDDBCS; PHF21A
Spezies	Mensch
Gen-ID	51317
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 461-680 des menschlichen PHF21A (NP_001095272.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96BD5
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Eisbeutel