


Phospho-A-Synuclein-S129 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P37840

Artikelnummer: CM0001863



Einführung

Phospho- α -Synuclein-S129 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA in Human, Maus, Ratte. Erkennt phosphoryliertes Serin 129 von Alpha-Synuclein (SNCA), entscheidend für die Parkinson-Forschung. - P37840

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho- α -Synuclein-S129 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4; Phospho- α -Synuclein-S129
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6622
Gen-ID	6622
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S129 von humanem Alpha-Synuclein (NP_000336.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P37840
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eistasche