


Phospho- α -Synuclein-Y133 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P37840

Artikelnummer: CM0000937



Einführung

Phospho- α -Synuclein-Y133 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanen und murinen Proben. Nützlich für die Untersuchung synaptischer Aktivität, dopaminerger Neurotransmission und neurodegenerativer Erkrankungen wie Parkinson und Alzheimer.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho- α -Synuclein-Y133 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4; Phospho- α -Synuclein-Y133
Spezies	Human
GeneID (human)	6622
GeneID	6622
Immunogen	Synthetisches phospho-spezifisches Peptid, das den Bereich um Y133 von humanem Alpha-Synuclein entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P37840
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel