


Phospho-Acc1 (Ser79) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13085

Artikelnummer: CM0001118



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Phospho-ACC1 (Ser79), validiert für WB und ELISA; reagiert mit humanem, murinem und Ratten-ACC1; geeignet für Forschung zum Fettsäurestoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ACC1-S79 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliae	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
Spezies	Mensch
Gen-ID	31
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S79 des humanen ACC1 (NP_942133.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13085
Proteinmasse	266 kDa
Versand	Eisbeutel