


Phospho-Acc1/Acc2-S79 Rabbit Polymab® Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13085 / 000763

Artikelnummer: CM0000751



Einführung

Phospho-spezifischer rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der Acetyl-CoA-Carboxylase 1/2 erkennt, phosphoryliert an Ser79. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zum Fettsäurestoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ACC1/ACC2-S79 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha; Phospho-Acetyl CoA Carboxylase-S79
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	31/32
Gen-ID	31/32
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um S79 der menschlichen Acetyl CoA Carboxylase.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13085/000763
Proteingewicht	265kDa
Versand	Eisbeutel