


Phospho-Acly-S455 Kaninchen Mab Für Wb Ihc-P Elisa - P53396

Artikelnummer: CM0001626



Einführung

Phosphospezifisches monoklonales Kaninchenantikörper gegen humanes ACLY Ser455, validiert für Western Blot (WB), Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Lipidmetabolismus und Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ACLY-S455 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ACL; ATPCL; CLATP; Phospho-ACLY-S455
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	47
Gen-ID	47
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich von S455 des humanen ACLY (NP_001087.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53396
Proteinmasse	121 kDa
Versand	Eisbeutel