


Phospho-Acly-S455 Kaninchen-Pak Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P53396

Artikelnummer: CM0000515



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ACLY, phosphoryliert an Ser455. Validiert für WB, IHC-P, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Lipidstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ACLY-S455 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	ACL; ATPCL; CLATP; Phospho-ACLY-S455
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	47
Gen-ID	47
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S455 von humanem ACLY (NP_001087.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53396
Proteingewicht	121kDa
Versand	Eisbeutel