

Phospho-Akt (S473) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Artikelnummer: CM0001587



Einführung

Phospho-Akt (S473) Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt spezifisch endogene Akt-Spiegel nur dann, wenn an Ser473 von humanem, murinem und rattenstämmigem Ursprung phosphoryliert. Ideal für die Untersuchung der PI3K/AKT-Signalübertragung in Krebs und Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Akt-S473 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-S473
Spezies	Human
GeneID (Human)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S473 von humanem AKT1 (NP_005154.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Proteingewicht	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Versand	Eisbeutel