

Phospho-Akt-S473 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Artikelnummer: CM0000663



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-polyclonaler Antikörper, der Akt1, Akt2 und Akt3 erkennt, phosphoryliert an Ser473. Validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Akt-S473 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-S473
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	207/208/10000
Gen-ID	207/208/10000
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Proteingewicht	48 kDa/55 kDa/51 kDa/54 kDa
Versand	Eisbeutel