

Phospho-Akt-Y315 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Artikelnummer: CM0001715



Einführung

Phospho-Akt-Y315 Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattiges Akt, das an Y315 phosphoryliert ist. Geeignet für die Untersuchung des PI3K/Akt-Signalwegs in Krebs und Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Akt-Y315 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-Y315
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	207/208/10000
Gen-ID	207/208/10000
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y315 von humanem AKT1 (NP_001014431.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Proteingewicht	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Versand	Eisbeutel