

Phospho-Akt1-S124 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P31749

Artikelnummer: CM0001936



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen monoklonaler Antikörper, der humanes AKT1, phosphoryliert an Serin 124, erkennt. Validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Untersuchung der AKT-Signalübertragung in Krebs-, Stoffwechsel- und Zellüberlebenswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-AKT1-S124 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S124
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	207
Gen-ID	207
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S124 von humanem Akt1 (P31749).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P31749
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel