

Phospho-Akt1-S129 Rabbit Mab Für Wb Und Elisa - P31749

Artikelnummer: CM0001918



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen AKT1, phosphoryliert an Ser129, validiert für Western Blot und ELISA mit humanen Proben. Ideal für die Untersuchung der AKT-Signalgebung in der Krebs-, Stoffwechsel- und Zellüberlebensforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-AKT1-S129 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S129
Spezies	Mensch
Gen-ID	207
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S129 von humanem Akt1 (P31749)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P31749
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel