

Phospho-Akt1-S129 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P31749

Artikelnummer: CM0000989



Einführung

Phospho-AKT1-S129 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der in Kaninchen hergestellt und für WB und ELISA validiert wurde. Er erkennt spezifisch phosphoryliertes Serin 129 des menschlichen AKT1 und eignet sich für die Untersuchung von AKT-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-AKT1-S129 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S129
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	207
GenID	207
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich um S129 des menschlichen Akt1 (NP_005154.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P31749
Proteinmasse	56 kDa
Versand	Eispackung