

Phospho-Akt1-S473 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P31749

Artikelnummer: CM0001804



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes AKT1, phosphoryliert an S473. Geeignet für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der AKT-Signalgebung bei Krebs und Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-AKT1-S473 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S473
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	207
Gen-ID	207
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um S473 von humanem Akt1 (NP_005154.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31749
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel