

Phospho-Akt1-T308 Kaninchen Pab - P31749

Artikelnummer: CM0001290



Einführung

Phospho-AKT1-T308 polyklonaler Antikörper vom Kaninchen, validiert für WB und ELISA. Erkennt phosphoryliertes humanes AKT1 (Thr308) mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Insulin-Signalwegen, Krebsbiologie und Zellüberlebenswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-AKT1-T308 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-T308
Spezies	Human
GeneID (Human)	207
GeneID	207
Immunogen	Synthetisches Peptid, phosphoryliert um T308 von humanem Akt1
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P31749
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel