

Phospho-Akt1-T308+Akt2-T309+Akt3-T305 Kaninchen-Pak - P31749 / P31751 / Q9Y243

Artikelnummer: CM0000821



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen AKT1-T308, AKT2-T309 und AKT3-T305. Validiert für WB und ELISA mit Reaktivität gegen Mensch, Maus und Ratte. Für die Kinasen-Signalweg-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	207/208/10000
GenID	207/208/10000
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T308 von humanem AKT1 (NP_005154.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Proteingewicht	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Versand	Eisbeutel