

Phospho-Akt1-T450 + Akt2-T451 + Akt3-T447 Rabbit Mab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Artikelnummer: CM0000773



Einführung

Phospho-spezifischer monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der AKT1 erkennt, phosphoryliert an Thr-450, sowie AKT2/AKT3 an äquivalenten Stellen. Geeignet für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit humanen, murinen und rattigen AKT-Isoformen. Ideal für die Untersuchung von PI3K/AKT-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-AKT1-T450 + AKT2-T451 + AKT3-T447 Rabbit mAb
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	207/208/10000
Gen-ID	207/208/10000
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T450 von humanem Akt)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Proteingewicht	48KDa/51KDa/55KDa
Versand	Eisbeutel