


Phospho-Akt1S1/Pras40-T246 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96B36

Artikelnummer: CM0000766



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes AKT1S1/PRAS40, phosphoryliert an Thr246. Validiert für WB und ELISA. Ideal für die Untersuchung von mTORC1-Signalwegen, Krebsstoffwechsel und insulinresponsiven Pfaden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-AKT1S1/PRAS40-T246 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Lobe; PRAS40
Spezies	Human
GeneID (Human)	84335
GeneID	84335
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T246 von humanem AKT1S1/PRAS40 (NP_001265088.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q96B36
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel