


Phospho-Akt1S1/Pras40-T246 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q96B36

Artikelnummer: CM0001273



Einführung

Dieser phosphospezifische polyklonale Kaninchenantikörper detektiert AKT1S1/PRAS40 phosphoryliert an T246 in humanen Proben über Western Blot und ELISA. Ideal für Studien zu mTORC1-Signalwegen und Insulin-/Nährstoffantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-AKT1S1/PRAS40-T246 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Lobe; PRAS40; Phospho-AKT1S1/PRAS40-T246
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84335
Gen-ID	84335
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96B36
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel