


Phospho-Akt2 Spezifisch-S474 Kaninchen Pab - P31751

Artikelnummer: CM0001731



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von AKT2, das an Ser474 phosphoryliert ist, validiert für WB und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Insulin-Signalwegen, Glukosestoffwechsel und Überlebenswegen von Krebszellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-AKT2 spezifisch-S474 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PKBB; PRKBB; HIHGHH; PKBBETA; RAC-BETA; Phospho-AKT2 spezifisch-S474
Spezies	Mensch
GeneID (human)	208
GeneID	208
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P31751
Protein-Gewicht	56kDa
Versand	Eistasche