

Phospho-ALK-Y1096 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - Q9Um73

Artikelnummer: CM0001181



Einführung

Phospho-ALK-Y1096 Kaninchen-pAk: Erkennt phosphoryliertes ALK an Tyrosin 1096 in menschlichen Proben. Validiert für WB und ELISA. Schlüssel für die Untersuchung der ALK-Signalgebung bei der Neurogenese, dem Energiehaushalt und onkogenen pathways.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ALK-Y1096 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	ALK1; CD246; NBLST3; Phospho-ALK-Y1096
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	238
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um Y1096 von menschlichem ALK (NP_004295.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UM73
Proteingewicht	176 kDa
Versand	Eisbeutel