

Phospho-Alt-Rpl36-S140 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Alt-Rpl36

Artikelnummer: CM0001784

Einführung

Phospho-alt-RPL36 (S140) Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für Western Blot, Dot Blot und ELISA in humanen Proben. Ideal zum Nachweis von Phosphorylierungsereignissen an alt-RPL36 zur Unterstützung der Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-alt-RPL36-S140 Rabbit pAb
Spezies	Mensch
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid (Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S140 von alt-RPL36)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
Versand	Eisbeutel