

Phospho-Alt-Rpl36-S142 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper - Anti-Alt-Rpl36 S142

Artikelnummer: CM0000566

Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen humanes alt-RPL36 an Serin 142. Validiert für Anwendungen im Western Blot, Dot Blot und ELISA, geeignet für die Untersuchung phosphorylierungsabhängiger Regulationsprozesse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-alt-RPL36-S142 Rabbit pAb
Spezies	Mensch
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich von S142 von alt-RPL36
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
Versand	Eisbeutel