

Phospho-Alt-Rpl36-S19 Kaninchen Pak - Alt-Rpl36

Artikelnummer: CM0000634

Einführung

Phospho-alt-RPL36-S19 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, DB, ELISA. Erkennt phosphoryliertes alt-RPL36 an Ser19 in menschlichen Proben. Geeignet für Phosphorylierungsstudien und Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-alt-RPL36-S19 Kaninchen pAk
Spezies	Mensch
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S19 von alt-RPL36
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
Versand	Eisbeutel