

Phospho-Alt-Rpl36-S22 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Alt-Rpl36

Artikelnummer: CM0001167

Einführung

Phospho-alt-RPL36-S22 Kaninchen-pAk für WB, DB, ELISA. Erkennt phosphoryliertes alt-RPL36 an Ser22 in menschlichen Proben. Ideal zur Untersuchung der Dynamik der Ribosomenproteinphosphorylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-alt-RPL36-S22 Kaninchen-pAk
Spezies	Mensch
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S22 von alt-RPL36
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
Versand	Eisbeutel