

Phospho-Ampk α 1-S496 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13131

Artikelnummer: CM0001645



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der AMPK α 1 erkennt, das an Ser496 phosphoryliert ist. Geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Validiert in humanen und murinen Proben. Versand auf Eis.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-AMPK α 1-S496 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AMPK; AMPK α 1; AMPK alpha 1; Phospho-AMPK α 1-S496
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5562
Gen-ID	5562
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S496 von humanem AMPK α 1 (Q13131).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q13131
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel