

Phospho-AMPK α 1-T183+AMPK α 2-T172 Rabbit Mab - Q13131 / P54646

Artikelnummer: CM0001562



Einführung

Phospho-AMPK α 1-T183+AMPK α 2-T172 Rabbit mAb für WB und ELISA. Erkennt aktivierte AMPK α in menschlichen, murinen und Rattenproben. Unterstützt die Erforschung von Energiestoffwechsel, Autophagie und Krebsignalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-AMPK α 1-T183+AMPK α 2-T172 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	AMPK α 1/AMPK α 2; Phospho-AMPK α 1-T183+AMPK α 2-T172
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5562/5563
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um T183/T172 von humanem PRKAA1/PRKAA2 (NP_006242.5/NP_006243.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13131/P54646
Proteingewicht	64kDa/65kDa/62kDa
Versand	Eisbeutel