

## Phospho-Ampka1-T183/Ampka2-T172 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13131 / P54646

Artikelnummer: CM0000538



### Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-polyclonaler Antikörper zum Nachweis der Phosphorylierung von AMPK $\alpha$ 1-T183 und AMPK $\alpha$ 2-T172. Validiert für WB und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Energiestoffwechsel und zur AMPK-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-AMPK $\alpha$ 1-T183/AMPK $\alpha$ 2-T172 Kaninchen pAb                                           |
| Bemerkungen/Alias | AMPK $\alpha$ 1/AMPK $\alpha$ 2; Phospho-AMPK $\alpha$ 1-T183/AMPK $\alpha$ 2-T172                        |
| Spezies           | Mensch                                                                                                    |
| GenID (Mensch)    | 5562/5563                                                                                                 |
| GenID             | 5562/5563                                                                                                 |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T183 des humanen PRKAA1 (NP_006242.5). |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                 |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                                |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                       |
| SWISS             | Q13131/P54646                                                                                             |
| Proteinmasse      | 64kDa/65kDa/62kDa                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                 |