

Phospho-AP2M1-T156 Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - Q96Cw1

Artikelnummer: CM0000520



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen AP2M1, phosphoryliert an Thr-156. Geeignet für Western Blotting und ELISA mit Reaktivität gegenüber Human- und Mausproben. Ideal für die Untersuchung der Clathrin-vermittelten Endozytose und der AP-2-Komplex-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-AP2M1-T156 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; Phospho-AP2M1-T156
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1173
Gen-ID	1173
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T156 von humanem AP2M1 (NP_001020376.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q96CW1
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel