

Phospho-App-T668 Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - P05067

Artikelnummer: CM0001965



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen phosphoryliertes APP (Thr668) für Western Blot und ELISA. Erkennt endogenes Phospho-APP in humanen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Alzheimer-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-APP-T668 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; Phospho-APP-T668
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	351
Gen-ID	351
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T668 von humanem APP (NP_958817.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P05067
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel