


Phospho-Arhgef2-S886 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92974

Artikelnummer: CM0001846



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes ARHGEF2 an Serin 886, validiert für WB und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der Rho-GTPase-Signalgebung, der Zellmigration und der angeborenen Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ARHGEF2-S886 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GEF; Lfc; P40; GEFH1; LFP40; GEF-H1; NEDMHM; Phospho-ARHGEF2-S886
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9181
GenID	9181
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S886 von menschlichem ARHGEF2 (NP_001155855.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92974
Proteingewicht	112kDa
Versand	Eisbeutel