

Phospho-Ask1-T845 Kaninchen-Mak Für Wb, Db, Elisa - O35099

Artikelnummer: CM0001929

Einführung

Phospho-spezifischer monoklonaler Kaninchenantikörper zum Nachweis von ASK1, das an Thr845 phosphoryliert ist. Validiert für WB, DB, ELISA in der Maus; detektiert die 155 kDa Stress-aktivierte Kinase, die an Apoptose und angeborener Immunität beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ASK1-T845 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	ASK; ASK1; MekK5; MAPKKK5; 7420452D20Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	4217
Gen-ID	26408
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T845 der Maus-ASK1 (NP_032606.4).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O35099
Protein-Gewicht	155 kDa
Versand	Eistasche