


Phospho-Atf-2 (Thr69/71)/Atf-7 (Thr51/53) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15336/P17544

Artikelnummer: CM0001230



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der phosphoryliertes ATF-2 (Thr69/71)/ATF-7 (Thr51/53) erkennt. Validiert für WB und ELISA in menschlichen Proben; geeignet zur Untersuchung der DNA-Schädigungsantwort und der Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ATF-2 (Thr69/71)/ATF-7 (Thr51/53) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; ATFA; Phospho-ATF-2 (Thr69/71)/ATF-7 (Thr51/53)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1386/11016
GenID	1386/11016
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Thr69/71 und Thr51/53 von humanem Phospho-ATF-2/ATF-7.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15336/P17544
Proteingewicht	54kDa/51kDa
Versand	Eisbeutel