


Phospho-Atf2 (T69/T71) Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

Artikelnummer: CM0000866



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ATF2 an Thr69/Thr71. Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von Apoptose, Transkription und DNA-Schadensantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ATF2-T69/T71 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Phospho-ATF2-T69/T71
Spezies	Human
GeneID (Human)	1386
GeneID	1386
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T69 & T71 von humanem ATF2 (NP_001871.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P15336
Protein-Gewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel