


Phospho-Atf2-T71 Rabbit Mab Für Wb Und Elisa - P15336

Artikelnummer: CM0000690



Einführung

Phospho-ATF2-T71 Rabbit mAb erkennt ATF2, phosphoryliert an Thr71, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für Studien zur Transkriptionsregulation und DNA-Schädigung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ATF2-T71 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Phospho-ATF2-T71
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1386
GenID	1386
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15336
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel