


Phospho-Atf2-T71 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

Artikelnummer: CM0000579



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper, spezifisch für phosphoryliertes ATF2 an Thr71. Validiert für WB, IHC-P, ELISA; Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus, Ratte. Wird in der Transkriptions- und DNA-Schädigungsforschung verwendet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ATF2-T71 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Phospho-ATF2-T71
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1386
Gen-ID	1386
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um die Position T71 des menschlichen ATF2 (NP_001871.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15336
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel