

Phospho-Atm-S1981 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q13315

Artikelnummer: CM0001078



Einführung

Phospho-S1981 ATM Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für Anwendungen WB, IF-P, ELISA. Erkennt humanes ATM, phosphoryliert an Serin 1981. Für Forschung zur DNA-Schadensantwort und Checkpoint-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ATM-S1981 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AT1; ATA; ATC; ATD; ATE; ATDC; TEL1; TEL01; Phospho-ATM-S1981
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	472
GenID	472
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich S1981 des humanen ATM (Q13315)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13315
Proteinmasse	351 kDa
Versand	Eisbeutel