


Phospho-Atr-S428 Kaninchen-Mak - Q13535

Artikelnummer: CM0001558



Einführung

Phospho-spezifisches kaninchenspezifisches monoklonales Antikörper, das menschliches ATR an S428 anzielt, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Wesentlich für die Forschung zu DNA-Sch-Kontrollpunkten und der Integrität der Kernhülle, mit einem Proteingewicht von 301 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ATR-S428 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-S428
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	545
GenID	545
Immunogen	Synthetisches Peptid, ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S428 von menschlichem ATR (NP_001175.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13535
Proteingewicht	301 kDa
Versand	Eisbeutel