


Phospho-Atr-S428 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q13535

Artikelnummer: CM0001807



Einführung

Phospho-ATR-S428 Kaninchen-mAk, validiert für WB, ELISA. Erkennt humanes ATR, phosphoryliert an Serin 428, eine kritische DNA-Schadens-Kontrollkinase. Ideal für die Forschung zu genotoxischem Stress und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ATR-S428 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-S428
Spezies	Mensch
Gen-ID	545
Immunogen	Synthetisches Peptid / Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S428 von humanem ATR (NP_001175.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13535
Proteingewicht	301 kDa
Versand	Eisbeutel