


Phospho-Atr-S428 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13535

Artikelnummer: CM0001761



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für an Ser428 phosphoryliertes ATR. Validiert in WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA mit Reaktivität über Mensch, Maus und Ratte. Ein wesentliches Werkzeug für die DNA-Schadens-Checkpoint- und Zellzyklusforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ATR-S428 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-S428
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	545
GeneID	545
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S428 von menschlichem ATR (NP_001175.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13535
Proteingewicht	301 kDa
Versand	Eistasche