


Phospho-Atr-T1989 Kaninchen-Pak Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13535

Artikelnummer: CM0000712



Einführung

Der Phospho-ATR-T1989 Kaninchen-pAk erkennt phosphoryliertes ATR an T1989. Validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Essentiell für die Forschung zur DNA-Schädigungsantwort, Checkpoint-Signalisierung und Genomstabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ATR-T1989 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-T1989
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	545
GenID	545
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13535
Proteingewicht	301kDa
Versand	Eisbeutel