


Phospho-Aurka (Thr288)-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O14965

Artikelnummer: CM0000889



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für phosphorylierte Aurora-Kinase A an Thr288. Validiert für WB und ELISA in humanen Proben. Geeignet für Mitose-, Zentrosomenfunktions- und Krebs-Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-AURKA-T288 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK6; STK7; STK15; PPP1R47; Phospho-AURKA-T288
Spezies	Mensch
GeneID (human)	6790
GeneID	6790
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T288 von humanem AURKA (NP_003591.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14965
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel