


Phospho-Axl (Y702) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P30530

Artikelnummer: CM0001486



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen Axl an Tyrosin 702 (P30530) gerichtet ist. Validiert in WB und ELISA, geeignet für die Untersuchung der GAS6/AXL-Signalgebung, bei Zellüberleben und Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-Axl-Y702 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Phospho-Axl-Y702
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	558
Gen-ID	558
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y702 von menschlichem AXL (NP_068713.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P30530
Proteingewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel