

Phospho-B-Raf (S445) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15056

Artikelnummer: CM0001775



Einführung

Phospho-B-Raf (S445) Rabbit pAb detektiert endogenes B-Raf nur, wenn es an S445 phosphoryliert ist. Validiert für WB und ELISA mit Reaktivität für Mensch und Ratte. Geeignet für Studien des MAP-Kinase-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-B-Raf-S445 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; Phospho-B-Raf-S445
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	673
GeneID	673
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S445 von humanem BRAF (NP_004324.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P15056
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel