

Phospho-B-Raf-S728 Kaninchen Pab Für Wb - P15056

Artikelnummer: CM0001593



Einführung

Phospho-B-Raf-S728 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper vom Kaninchen, der gegen humanes, an Ser728 phosphoryliertes B-Raf gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, detektiert er ein Band bei 84kDa. Ideal für die Untersuchung der MAPK-Signalübertragung und onkogener BRAF-Mutationen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-B-Raf-S728 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; Phospho-B-Raf-S728
Spezies	Mensch
GeneID (human)	673
GeneID	673
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S728 von humanem BRAF (NP_004324.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15056
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel