

Phospho-Bcar1 (Y410) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P56945

Artikelnummer: CM0001452



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes BCAR1 an Tyrosin 410 (P56945). Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Proben von Mensch und Maus. Ideal für Studien zur Zelladhäsion und Migrationssignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-BCAR1-Y410 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; P130Cas; Phospho-BCAR1-Y410
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9564
GeneID	9564
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y410 des humanen BCAR1 (NP_055382.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P56945
Proteinmasse	93kDa
Versand	Eisbeutel